



Laserschweißdraht

Packung 150 cm Draht, Ø 0,5 mm



Artikelnr.: 37530
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 68 mm
Länge: 135 mm

€ 88,31

Zzgl. MwSt.

Packung 150 cm Draht, Ø 0,5 mm

Spezielle kohlenstofffreie CoCr-Legierung in Drahtform, als Schweißzusatzmaterial für Heraenium-Legierungen sehr gut geeignet. Die Legierung wurde biologischen Werkstoffprüfungen unterzogen und ist wie die Heraenium-Legierungen körperverträglich.