



## Hinrisil® KL

Karton 2 x 1 kg Flasche rosa



Artikelnr.: 37532

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 2.172 kg

Höhe: 213 mm

Breite: 92 mm

Länge: 139 mm

**€ 67,52**

Zzgl. MwSt.

Karton 2 x 1 kg Flasche rosa

Universelles Dubliersilikon, für die Klebeband- und Kuvettentechnik. Aufgrund nahezu gleicher Viskosität der beiden Komponenten ist *Hinrisil® KL* für den Dosierautomaten geeignet.