



## HM-Fräser GF

Packung 2 St. Facettenverz. Querhieb, orange/grün grob, HP, Figur 194, 11,4 mm, ISO 060



Artikelnr.: 37659

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 69 mm

Länge: 70 mm

**€ 56,56**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Fräser Facettenverzahnung mit Querhieb, orange/grün grob, HP, Figur 194, Kopflänge: 11,4 mm, ISO 060

Facettenverzahnung mit Querhieb, grob (Ref.-Nr. 182), orange/grüner Ring, für Arbeiten auf Kunststoffen, weichbleibenden Kunststoffen und Gips.

- Verstärkte, widerstandsfähige und verbreiterte Schneiden durch die Facetten
- Voluminöse Spanräume, um mehr Material aufzunehmen
- Besonders geeignet für alle weichbleibenden und sonstigen Kunststoffe sowie für Gipse
- Trotz des hohen Abtrags wird eine gute Oberflächenqualität erreicht
- Auch bei hohen Drehzahlen sehr leistungsstark (bis 30.000 U/min.)

### Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.
- Modellherstellung, Kunststofftechnik