



Optosil® Comfort® Putty

Dose 900 ml



Artikelnr.: 37728
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 1.153 kg
Höhe: 151 mm
Breite: 132 mm
Länge: 132 mm

€ 34,80

Zzgl. MwSt.

Dose 900 ml

Kondensationsvernetzendes Vorabformmaterial, sehr hohe Konsistenz, knetbar. Doppelabformtechnik (mit Xantopren L oder VL).

- Sandwichabformung (mit Xantopren L)
- Funktionsrandgestaltung