

Gipsmodelltrimmer HSS-88

Stück mit Diamantscheibe



Artikelnr.: 37822

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 28 kg

Höhe: 500 mm

Breite: 370 mm

Länge: 495 mm

€ 2.816,15

Zzgl. MwSt.

Stück Gipstrimmer mit Diamantscheibe inklusive 1 m Zuflussschlauch 1/2" Zoll, 1 m Abflussschlauch 1" Zoll, Schrägaufgabe im Winkel von 12°

Wartungsfreier Motor mit Mantelkühlung. Große Arbeitsöffnung von 10,5 x 14,5 cm. Glattes, leicht zu reinigendes Motorgehäuse. Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl. Alle Wassermann Schleifscheiben und KFO-Ausstattung verwendbar.