



TORK® Xpress® Mini

Stück



Artikelnr.: 37915

Hersteller: SCA Hygiene Products GmbH

Gewicht: 1.075 kg

Höhe: 305 mm

Breite: 105 mm

Länge: 305 mm

€ 33,16

Zzgl. MwSt.

Stück Spender

Der *TORK® Xpress Mini* Spender für Multifold Handtücher (H2) passt in Waschräume die sowohl auf Komfort als auch auf Hygiene Wert legen - wie in Restaurants, Büros und Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Überfüllungsschutz: garantiert eine reibungslose Tuchentnahme. Berührungsfreies System, nur das eigene Tuch wird berührt: sichert optimale Hygiene. Extra schlankes Design: attraktiv und platzsparend. Seitlich aufklappbarer Deckel: einfaches Nachfüllen, bis zu 1,5 Bündel. Jederzeit Nachfüllbar mit Vorratsanzeige. Farbe: schwarz.

Format: (B x H x T) 302 x 295 x 101 mm.