



Retention Beads II

Packung 10 ml



Artikelnr.: 37932
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.046 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 30 mm
Länge: 33 mm

€ 14,73

Zzgl. MwSt.

Packung 10 ml Adhesiv

Erhöht die Retention von Komposit und Acrylaten auf Metallgerüsten.

Adhäsiv mit niedriger Viskosität

- Dünnere Anwendung
- Optimale Ästhetik bei Veneers
- Mehr Raum zum Auftragen von Kunststoff

Feine 100my Retentionsperlen

- Ermöglichen eine dünne Opaker-Schicht und dickere Dentin- und Schmelzschichten
- Haben keinen Einfluss auf die Zahnfarbe

Geeignet für zahlreiche Anwendungsgebiete

- Komposite, Acryle, Kronen, Brücken und Teilprothesen

Gelb eingefärbte Retentionsperlen

- Stellt einen starken Kontrast zu den meisten Wachsen dar
- Einfache visuelle Beurteilung der Abdeckung und Schichtstärke der aufgetragenen Perlen