



Deguvest® impuls

Flasche 1.350 ml Spezialflüssigkeit



Artikelnr.: 37933

Hersteller: Lukadent GmbH

Gewicht: 1.838 kg

Höhe: 210 mm

Breite: 90 mm

Länge: 131 mm

€ 47,88

Zzgl. MwSt.

Flasche 1.350 ml Spezialflüssigkeit

Kohlenstofffreie, phosphatgebundene und gipsfreie Spezialeinbettmasse für die gesamte Edelmetall-Gusstechnik. Konventionell als auch schnell aufheizbar. Je nach Vorwärmverfahren mit Spezial-Flüssigkeit (53 2540 0114) oder mit DeguvestR Flüssigkeit (53 2540 0014) anzumischen.