




Trennscheiben 583

Packung 100 Stück unmontiert, Nylon, mittel, Figur 371, Ø 25 mm x 0,7 mm, ISO 250



Artikelnr.: 37970

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 48 mm

Länge: 106 mm

€ 77,78

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Scheiben unmontiert, Nylon, mittel, Figur 371, 25 mm x 0,7 mm, ISO 250

Trennscheiben, Nylon.

- Modellgußtechnik, Kronen- und Brückentechnik
- Empfohlene Drehzahl: 25.000 U/min.