



## Diamanten 855

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 196 Konus rund, 4 mm, ISO 016



Artikelnr.: 38011

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 18,77**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 196 Konus rund, Kopflänge: 4 mm, ISO 016

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Prophylaxe, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund, insbesondere Frontzahnbereich
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min.