



Diamanten 886

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 131 Zylinder spitz, 10 mm, ISO 014



Artikelnr.: 38014
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 34,80

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 131 Zylinder spitz, Kopflänge: 10 mm, ISO 014

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel = 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- Kronenpräparation, Zylinder mit abgeschrägter Spitze
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min.