



Keramische Schleifer 735

Packung 5 Stück braun, HP, Figur 027, ISO 070



Artikelnr.: 38023

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 68 mm

Länge: 72 mm

€ 10,50

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer braun, HP, Figur 027, ISO 070

Keramische Schleifer rosa, mittlere Bindung - Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen

- Indikation: Modellgusstechnik

Keramische Schleifer braun, weiche Bindung - Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen.

- Indikation: Modellgusstechnik