



LM DuraGradeMAX™ Carver Nyström I

Stück hellblau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 38046
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 50 mm
Länge: 194 mm

€ 49,81

Zzgl. MwSt.

Stück Carver hellblau, LM-ErgoMax™ Griff

- Zum Schnitzen und Modellieren von weichem Füllungsmaterial gemäß der Anatomie des Zahns und zum Entfernen von weichen Überschüssen
- Approximal- und Okklusalfächen

LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.