



greenbite colour

Standardpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche, Zubehör



Artikelnr.: 38225
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.305 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 63 mm
Länge: 106 mm

€ 41,40

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 8 Mischkanülen grün, 8 Konturierungsdüsen

Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikonbasis mit visueller Abbindekontrolle. Der Farbumschlag von grün nach gelb zeigt an, dass der Abbindevorgang abgeschlossen ist. Mittlere Konsistenz – mittelfließend, thixotrop. Kurze Mundverweildauer (50 Sekunden). Maximale Endhärte ca. 45 Shore D. Optimal zu bearbeiten (schneiden, fräsen). Farbe: Base blau, Katalysator gelb 1:1. Mit Apfelaroma!