



## Erkodur-A3

Packung 20 Stück Ø 120 mm, Stärke 0,6 mm

---



Artikelnr.: 38429  
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Gewicht: 0.286 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 138 mm  
Länge: 218 mm

**€ 41,76**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 20 Tiefziehfolien Ø 120 mm, Stärke 0,6 mm

Am besten mit unserem Ausarbeitungsset Quick-II (110877) ausarbeiten. Material ist mit Kunststoffpoliermitteln hochglanzpolierbar. Isolierfolie wird erst nach dem Tiefziehen und Ausarbeiten entfernt. Zähnharte Folie. Äußerst schlagzäh. Sehr gut tiefziehbar. Verbindet sich mit Autopolymerisat. Chemische Charakterisierung: Copolyester, PETG / Isolierfolie: Polyethylen, PE . Gesundheitlich unbedenkliche, BgVV-gelistete Thermoplaste mit geprüfter Biokompatibilität. Wasserunlöslich, inaktiv, keine Gefahr für das Grundwasser.