



## Adapter FG

Packung 6 Stück von FG auf HP, Länge: 35 mm, ISO 016



Artikelnr.: 38431  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.017 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 62 mm  
Länge: 102 mm

**€ 14,66**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 6 Stück von FG auf RA, Länge: 26 mm, ISO 016

Sicher und schnell befestigen Sie Ihr FG - Instrument im Instrumentenhalter für Winkelstück RA oder Handstück HP durch einfaches Einschieben. Der Schaft ist wie eine selbstklemmende Spannzange ausgebildet. Einmal eingeschoben, bleibt das Instrument bis zum Stumpfwerden im Halter. Durch rostfreien Spezialstahl kann der Halter mit dem Instrument in allen handelsüblichen Lösungen und im Autoklav sterilisiert werden.