

Elektrochirurgie-Gerät MD 62 Elektroden- Handgriff

Satz



Artikelnr.: 38489
Hersteller: Gebrüder Martin
Gewicht: 1.933 kg
Höhe: 173 mm
Breite: 346 mm
Länge: 398 mm

€ 466,84

Zzgl. MwSt.

Satz smartPen Elektroden-Handgriff mit einer Taste für 1,6-mm-Elektroden, mit KLS Martin-Stecker, Elektroden-Ständer für 8 Dentalelektroden, 2 x Nadelelektrode, 3 x Schlingenelektrode, 2 x Koagulations-Nadelelektrode, Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stück

Zubehör für Elektrochirurgie-Gerät MD 62.