



Omnisil A Dynamik-Putty

Intro Packung 380 ml Doppelkartusche, Zubehör



Artikelnr.: 38979
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.969 kg
Höhe: 180 mm
Breite: 90 mm
Länge: 219 mm

€ 54,23

Zzgl. MwSt.

Intro Packung 380 ml Doppelkartusche, 2 Bajonettringe, 10 Dynamik-Mischer, 50 ml Omnisil A Kontur, 6 Mixing Tips

Echtes Knetsilikon (gelb/grau) für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Abbindezeit 2,3 Minuten oder 2,5 Minuten. Shore A 65.