



Easyclean Tauchkorb

Stück Edelstahl, 59 mm



Artikelnr.: 39027
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.07 kg
Höhe: 156 mm
Breite: 71 mm
Länge: 152 mm

€ 66,64

Zzgl. MwSt.

Stück Tauchkorb Edelstahl, 59 mm

Für kleine und sehr filigrane Reinigungsobjekte. Zur Verwendung im Edelstahl-Einsatzkorb oder im Reinigungsglas.