



Omnisil A Putty

Packung 2 x 450 ml Knetmaterial (gelb, grau)



Artikelnr.: 39043
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 1.621 kg
Höhe: 165 mm
Breite: 130 mm
Länge: 133 mm

€ 46,21

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 450 ml Knetmaterial (gelb, grau)

Klassisches Knetmaterial (gelb/grau) für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3,3 Minuten oder 3,5 Minuten. Shore A 60.