



SERAFLEX®

Stück 100 m Faden, schwarz, Stärke 0



Artikelnr.: 39109
Hersteller: Serag-Wiessner
Gewicht: 0.268 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 125 mm
Länge: 179 mm

€ 92,04

Zzgl. MwSt.

Stück 100 m Faden, schwarz, Stärke 0

Ausgangssubstanz sind die feinen Fäden der Seidenraupenkokons. Diese werden in einem speziellen Verfahren geflochten und durch eine Beschichtung wasserabstoßend und serumbeständig gemacht. Seide gehört zu den nicht resorbierbaren Nahtmaterialien natürlichen Ursprungs und ist seit Jahrhunderten in der operativen Anwendung bewährt.

Besondere Eigenschaften

- sicherer Knotensitz
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr angenehmes Handling
- wirtschaftliche Großpackungen