




Omni CeraGloss

Packung 6 Stück grün, RA, Figur 030 Kelch, 10 mm, ISO 060



Artikelnr.: 39258
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 41 mm
Länge: 55 mm

€ 20,00

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer grün, RA, Figur 030 Kelch, Kopflänge: 10 mm, ISO 060

3-Stufen Diamant-Poliersystem zum Finieren, Polieren und Hochglanzpolieren. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Politur ist überflüssig.

- 1. Stufe = grün, Finieren für schnellen Materialabtrag
- 2. Stufe = blau, Polieren zur Oberflächenglättung
- 3. Stufe = gelb, Hochglanzpolitur ohne Polierpaste
- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min.