



HM Finierer 45

Packung 2 Stück mittel, FG, Figur 274, 4 mm, ISO 018



Artikelnr.: 39275

Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 23 mm

Länge: 28 mm

€ 16,49

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Finierer mittel, FG, Figur 274, Kopflänge: 4 mm, ISO 018

Finierer-Verzahnung

- ohne - mittel
- gelb - Feilverzahnung für Komposite und Metalle, 16-22 Schneiden
- weiß - ultrafeine Verzahnung für Keramik und Komposit, weißer Ring, 30 Schneiden
- Drehzahlen ISO 008 - 010 - 10.000-70.000 U/min.
- Drehzahlen ISO 012 - 016 - 10.000-60.000 U/min.
- Drehzahlen ISO 018 - 027 - 10.000-35.000 U/min.
- Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation, Kavitätenpräparation