



Diamanten 861

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 247 Flamme, 5 mm, ISO 010



Artikelnr.: 39278

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 21,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 247 Flamme, Kopflänge: 5 mm, ISO 010

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation
- Figur 255 - Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min.
- Drehzahl RA ISO 005-023 - 160.000 U/min.