



## Sterican® stumpf

Packung 100 Stück grün, 0,8 x 22 mm

---



Artikelnr.: 39293  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.105 kg  
Höhe: 93 mm  
Breite: 79 mm  
Länge: 112 mm

**€ 5,84**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Kanülen grün, 0,8 x 22 mm

Für Auszieh- und Spülzwecke.

- Nach ISO 7864
- Stumpfe, biegsame, sterile Einwegkanülen
- Dünnwand-Kanüle
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Spezial-Facetten-Langschliff
- Für schmerzarme Punktionen
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
- Aus Polypropylen
- Farbcodiert nach ISO 6009