




Omni MultiCut Diamantscheibe

Stück 3 x blau standard, HP, Figur 354, 0,30 mm, ISO 220



L mm	0.30
Size \varnothing 1/10 mm	220
Order No.	• • • 39372
ISO No. 806 104...	354 324 220
	15.000

Artikelnr.: 39372

Hersteller: Omnident GmbH

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 68 mm

Breite: 36 mm

Länge: 37 mm

€ 32,27

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe 3 x blau standard, HP, Figur 354, 0,30 mm, ISO 220

Universal Diamantscheibe mit mehrschichtiger, galvanisch durchsetzter Randdiamantierung für hohe Standzeit und höchste Schnittleistung. Hergestellt durch Galvanoforming (Galvanoplastik / Elektroforming) bietet die MultiCut Diamantscheibe einzigartige Eigenschaften. Die mehrschichtige, galvanisch durchsetzte Randdiamantierung garantiert ein Schleifverhalten, ähnlich einer Sinterdiamantscheibe, aber flexibel.

Im Vergleich mit einer Standard Diamantscheibe zeichnet sich die MultiCut Universalscheibe dadurch aus, dass die Randdiamantierung durch und durch mit Naturdiamanten belegt ist.

- Mehrschichtige Diamantierung für Kanten und Flächenschliff
- Hohe Abtrag- und Schnittleistung
- Arbeiten ohne Streifenbildung
- Flexible, hohe Scheiben-Stabilität
- Hohe Standzeit
- Maximale Drehzahl ISO 190 = 20.000 U/min., maximale Drehzahl ISO 220 = 15.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik