



METALLEX WÄRMESTOP

Tube 250 g



Artikelnr.: 39382
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.281 kg
Höhe: 215 mm
Breite: 52 mm
Länge: 58 mm

€ 9,72

Zzgl. MwSt.

Tube 250 g WÄRMESTOP

- Verhindert Hitzeausdehnung bis ca. 4.000 °C
- Schützt Kunststoff, Keramik etc.
- Verformungen und Oberflächenbeschädigungen sind ausgeschlossen
- Wasserlöslich und fettfrei
- Geruchsneutral, entwickelt keine Dämpfe und ist nicht gesundheitsgefährdend
- Gut dosierbar