



Omni CeraPro

Stück blau mittelgrob, HP, Figur 107, 13 mm, ISO 050



Artikelnr.: 39386
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 37 mm
Länge: 38 mm

€ 14,37

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer blau mittelgrob, HP, Figur 107, Kopflänge: 13 mm, ISO 050

Abrasiv Trimmer mit Diamantkörnung. Für schnellen und schonenden Material-Abtrag bei der Bearbeitung von ZrO₂ Keramik-/Vollkeramik und Porzellan. Zur Vorkonturierung und Ausarbeitung grösserer vestibulärer und oraler Flächen ohne Objekt Erhitzung.

- Drehzahl 10.000 - 15.000 U/min.
- Optimale Drehzahl 12.000 U/min.
- Drehzahl (8003.150HP & 8004.120HP) 5.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Occlusalbearbeitung Keramik

Nur mit leichtem Arbeitsdruck arbeiten.