



betasil® VARIO PUTTY SOFT

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator soft



Artikelnr.: 39387

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 1.15 kg

Höhe: 83 mm

Breite: 100 mm

Länge: 196 mm

€ 36,38

Zzgl. MwSt.

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator soft

Knetbares, klebefreies Löffelmaterial in unterschiedlichen Konsistenzen und Shore Härten.

- Verarbeitungszeit: bis 2 Min.
- Mundverweildauer: 2 Min.
- Farbe: blau (PUTTY SOFT)
- Endhärte: *betasil® VARIO PUTTY SOFT*: Shore A 60
- Mintaroma