



GC CAVITY CONDITIONER

Packung 5,7 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 39423

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.019 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 22 mm

Länge: 35 mm

€ 36,29

Zzgl. MwSt.

Packung 5,7 ml Flüssigkeit

Milde 20 %ige Polyacrylsäurelösung zur Entfernung des Smearlayers und zur Konditionierung der Zahnoberflächen.

Anwendung: Mit einem Tupfer auftragen, 10 Sekunden einwirken lassen, mit Wasser abspülen. Lufttrocknen, nicht übertrocknen und anschließend die Glasionomerfüllung legen.