



Modellier-Hilfsmittel

Nachfüllpackung 5 Stück, sterilisierbar



Artikelnr.: 39976
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.002 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 48 mm
Länge: 62 mm

€ 50,41

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 5 Brush Tips, sterilisierbar

T-Pen Instrumente für den Zahnarzt (mit Metallgriff, autoklavierbar)

T-Pen Modellierinstrumente für Komposit mit Silikonspitzen. Ideal zur Verarbeitung modellierbarer Kunststoffe, da das Material nicht am Silikon klebt. Ermöglicht blasenfreie Oberflächen und dünnere Schichtstärken.