

Ti-Max X65

Stück 1:1 Übertragung, einfach-Spraykühlung



Artikelnr.: 40003
Hersteller: NSK Europe GmbH
Gewicht: 0.145 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 76 mm
Länge: 159 mm

€ 361,40

Zzgl. MwSt.

Stück Handstück 1:1 Übertragung, einfach-Spraykühlung, ohne Glasstab Lichtleiter

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- CLean-Head-System
- Ultra-Push-Selbstspannfutter