



## Diamantschleifer 001

Stück grün grob, FG, Figur 001, ISO 033



Artikelnr.: 40032

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

**€ 5,67**

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer grün grob, FG, Figur 001, ISO 033

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Für Schleifer bis Durchmesser 005-016:  
Endodontie - Pulpa-Behandlung der Milchzahn Molaren und der bleibenden Zähne, Kronen und Brücken - Metall-Keramik Kronen, Vollkeramikronen, Inlay- und Onlay-Versorgungen, Porzellanlaminatverblendungen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen, Kariesdiagnostik, Amalgamrestaurationen, Kinderzahnmedizin - Kompositrestaurationen für Milchzähne
- 001L - Instrumente für minimalinvasive Präparationen
- Drehzahl (ISO 005 - 014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min., Drehzahl (ISO 025-045) 120.000 U/min.