



Diamanten 879

Stück schwarz super grob, HP, Figur 266 Torpedo konisch, 12 mm, ISO 060



Artikelnr.: 40163
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 27,93

Zzgl. MwSt.

Stück Diamant schwarz super grob, HP, Figur 266 Torpedo konisch, Kopflänge: 12 mm, ISO 060

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - super grob - H = 544 - grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534 - Vorschleifen - 107-181 µm
- Modellherstellung, Kronen- und Brückentechnik
- Drehzahl ISO 047 - 45.000 U/min., ISO 050 - 40.000 U/min., ISO 060 - 35.000 U/min.