



Diamantscheiben 911D

Stück unmontiert, blau mittel, Figur 332, 0,5 mm, ISO 220



Artikelnr.: 40179

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.018 kg

€ 22,72

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe unmontiert, blau mittel, Figur 332, Stärke: 0,5 mm, ISO 220

Ob Kunststoff, Keramik, Zirkonoxid oder Gips – das umfassende Diamantscheibensortiment von MEISINGER hält für jedes Material die passenden Scheiben bereit. Gemeinsam haben sie alle ihren Hang zu Perfektion: Eine präzise Diamantbeschichtung, sehr hohe Standzeiten und vibrationsfreies Arbeiten zeichnen die Diamantscheiben aus. Aufgrund ihrer besonders dünnen Ausführung eignen sie sich zum präzisen Abtrennen und Separieren.

- blau mittel, rot fein
- starr
- Kunststoff abtrennen, Keramik abtrennen, Zirkonoxid, Verblend- und Keramiktechnik