



Sinterdiamant S936

Stück gelb extra fein, HP, Figur 394, 0,2 mm, ISO 200



Artikelnr.: 40291

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 27 mm

Länge: 45 mm

€ 99,85

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe gelb extra fein, HP, Figur 394, Stärke: 0,2 mm, ISO 200

MEISINGER Sinterdiamanten zeichnen sich durch ihre extrem hohe Lebensdauer und Formbeständigkeit sowie hervorragende Schleifeigenschaften aus. Ihre Arbeitsteile aus Bronze enthalten in konzentrierter und homogener Verteilung ausgewählte und hochwertige Diamantkörner. Sinterdiamantinstrumente sind in drei Körnungen (grob, mittel und extra fein) erhältlich.

- gelb extra fein
- super flexibel
- Keramik reparieren, Verblend- und Keramiktechnik