



## Zahnseide

Spenderbox 50 m gewachst



Artikelnr.: 40387

Hersteller: Omnident GmbH

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 57 mm

Länge: 119 mm

**€ 1,29**

Zzgl. MwSt.

### Spenderbox 50 m Zahnseide, Nylon gewachst

Box 50 Meter gewachste *Zahnseide* aus Nylon, für empfindliches Zahnfleisch, mit Mintgeschmack, 50 Meter im praktischem Spender.

Box 20 Meter teflonbeschichtete *Zahnseide*. Gleitet sehr gut in den Zahnzwischenräumen, mit Mintgeschmack, 20 Meter im praktischem Spender.