



Diamantschleifer 288

Stück FG S, Figur 288, 6 mm, ISO 010



Artikelnr.: 40607

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

€ 8,83

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG S, Figur 288, Kopflänge: 6 mm, ISO 010

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Metall-Keramik-Kronen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min.