



## Superapid®

Stück doppelseitig, flexibel, rot fein, HP, Figur 394, 0,19 mm, ISO 190



Artikelnr.: 40720

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.012 kg

Höhe: 31 mm

Breite: 28 mm

Länge: 53 mm

**€ 30,49**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Scheibe doppelseitig, flexibel, rot fein, HP, Figur 394, 0,19 mm, ISO 190

Flexible Sinterscheibe. Für das Schneiden von Keramik (optimale Drehzahl: 5.000- 15.000 U/min.)

Anwendungshinweise: Kühl schleifen (ohne Druck), sonst besteht Bruchgefahr. Immer Schutzbrille tragen! Nicht im Mund verwenden! Schärfen und Reinigen mit trockenem Diaclean (order No. 500). Nicht vom Mandrell lösen.

Material: Keramik, Gold, Stahl, alle Chrom-Cobalt-Legierungen