



## Diamantschleifer 002

Stück FG, Figur 002, 3 mm, ISO 016



Artikelnr.: 40738

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

**€ 6,86**

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG, Figur 002, Kopflänge: 3 mm, ISO 016

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Endodontie - Pulpa-Behandlung der Milchzähne und der bleibenden Zähne, Kronen und Brücken - Porzellanlaminatverblendungen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen für Milchzähne - Kariesdiagnostik - Komposit-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005 - 014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.