



Diamantschleifer 250

Stück RA, Figur 250, 10 mm, 012



Artikelnr.: 40814

Hersteller: Hopf, Ringler & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

€ 9,90

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer RA, Figur 250, Kopflänge: 10 mm, 012

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollkeramik-Kronen, Metall-Keramik-Kronen, MOD Onlays, Keramikverblendungen, Proximo-okklusale Inlays, Zahnrestauration - Kariesdiagnostik, Komposit-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl ISO (016-023) 300.000 U/min.