



Detaseal® hydroflow mono

Standardpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche, Zubehör



Artikelnr.: 40829
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.281 kg
Höhe: 128 mm
Breite: 59 mm
Länge: 104 mm

€ 53,20

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen grün

Hydroflow Monophase-Abformsilikon, mittlere Löffel-Konsistenz für die einzeitige Monophasenabformung oder Mischtechnik, mit ausgeprägtem SnapSet. Stark thixotrop, fließt unter Druck. Schnellabbindend (total 3:30 Minuten), form- und volumenstabil, scanbar. Farbe: Base leuchtendgelb, Katalysator weiß 1:1/Jumbo 5:1. Sehr reißfest mit hohem, elastischem Rückstellvermögen (99,8 %), leicht entformbar.