



Detaseal® hydroflow heavy

Jumbopackung 380 ml Doppelkartusche, Zubehör



Artikelnr.: 40857
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.899 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 117 mm
Länge: 226 mm

€ 101,65

Zzgl. MwSt.

Jumbopackung 380 ml Doppelkartusche, 10 Dynamische Mischer gelb, 1 Drehring gelb

Hydroflow Abformsilikon, hohe Konsistenz, hydrophil, standfest, leicht entformbar durch mittlere Endhärte und hohes elastisches Rückstellvermögen. Harmonisierte Konsistenzen, form- und volumenstabil, 5:1 Hartkartusche für dynamische Mischgeräte. Farbe Base apfelgrün, Katalysator weiß. Schnellabbindend, Mundverweildauer 2 Minuten. Ideal als Löffelmaterial für Doppelmisch-/Sandwichttechnik in Kombination mit Detaseal® hydroflow lite/Xlite.