



## Sinterdiamantschleifer 014

Stück SHM, HP, Figur 014, 1 mm, ISO 018



Artikelnr.: 40920

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 9 mm

Länge: 32 mm

**€ 18,94**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Schleifer SHM, HP, Figur 014, Kopflänge: 1 mm, ISO 018

SHM - für alle Materialien - max. Drehzahl 25.000 U/min

SL - für Modellgusslegierungen - max. Drehzahl 25.000 U/min

SFG (für die Laborturbine) - für alle Materialien - max. Drehzahl 25.000 U/min