



## Diamantschleifer 005

Packung 5 Stück FG, Figur 005, 7 mm, 90°, ISO 016



Artikelnr.: 41087

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 60 mm

Länge: 101 mm

**€ 49,15**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer FG, Figur 005, Kopflänge: 7 mm, 90°, ISO 016

Diatrepano.

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Zum Öffnen des Wurzelkanals
- Max. Drehzahl (ISO 016 - 023) 300.000 U/min.