



double brown

Packung 1 kg Flasche Base, 1 kg Flasche Katalysator



Artikelnr.: 41371

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 2.121 kg

Höhe: 213 mm

Breite: 89 mm

Länge: 147 mm

€ 62,97

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche Base, 1 kg Flasche Katalysator

Additionsvernetzendes Dubliersilikon für die Dublierküvetten-Technik mit einer Endhärte von Shore A 22; dünnfließend, schrumpffrei, hohe Zeichnungsschärfe, reißfest, für Mischautomaten geeignet, Dosierung 1:1. Nur 10 Minuten Abbindezeit.