



GC Initial™ MC

Spritze 3 g Paste opaque OA3



Artikelnr.: 41490
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 30 mm
Länge: 111 mm

€ 22,08

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g Paste opaque OA3

GC Initial™ MC Metallkeramik für konventionelle Metalllegierungen.

Dadurch ist GC Initial™ MC universell einsetzbar für alle konventionellen Legierungen, unabhängig davon, ob diese Silber enthalten, einen reduzierten Goldanteil haben oder auf Palladium basieren. Sogar NEM und Galvanokronen können einfach mit GC Initial™ MC verblendet werden, ebenso wie Stumpfaufbauten (GC Cosmotech Vest).

GC Initial™ Liquid ist auch in 1 Liter erhältlich.