




TOPDENT High-Tech

Stück unmontiert, rot fein, Ø 35 mm x 0,26 mm



Artikelnr.: 41491

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 48 mm

Länge: 48 mm

€ 56,94

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe unmontiert, rot fein, Ø 35 mm x 0,26 mm

Die Perforation sorgt für eine hohe Lauftransparenz, dies erleichtert die Separation. Die Perforation erhöht die Selbstreinigungseigenschaft, dadurch verschmieren die Scheiben nicht so schnell. Diamantscheibe für Sägestümpfe zum Trennen von Zahnkränzen bei Gipsmodellen.

- Drehzahlbereich 5.000 - 10.000 U/min.