



## Omnicut

Packung 5 Stück (C34L) 2 x schwarz, FGL, Figur 139, 3,5 mm, ISO 012

---



Artikelnr.: 41657  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 3 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 78 mm

**€ 16,09**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Kronentrenner (C34L) 2 x schwarz, FGL, Figur 139, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 012

HM-Kronentrenner zum Auftrennen der Metallgerüste (Edelmetall und NE-Metall) bei verblendeten Kronen und Brücken. Diese Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramik-Restaurationen aus extrem harter Keramik, wie z. B. Zirkonoxyd verwendet werden.

- Kronentrennen
- Mit Wasserspray benutzen
- C34 & C34L max. Drehzahl 160.000 U/min.