



Express™

Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Light Body, 20 Mischkanülen, grün



Artikelnr.: 42085
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.504 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 101 mm
Länge: 127 mm

€ 98,99

Zzgl. MwSt.

Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Light Body, 20 Mischkanülen, grün

3M™ Express™ STD-Putty Vinyl Polysiloxan Präzisionsabformmaterial eignet sich zur Korrektur- und Doppelmischtechnik im klassischen Putty-Wash-System und zeichnet sich durch exzellente Detailwiedergabe sowie hohe Präzision und Dimensionsstabilität aus.

- Das Putty lässt sich einfach und schlierenfrei anmischen
 - Die hydrophilen Korrekturmaterialien sind in drei Konsistenzen erhältlich und können mit 3M™ Express™ Putty und 3M™ Express™ 2 Penta™ Putty kombiniert werden
 - Präzise Detailwiedergabe
 - Hohe Dimensionsstabilität
-
- Inlay- und Onlayabformungen
 - Kronen- und Brückenabformungen